

**NOTE**

**Destinataires :** Aux clients des laboratoires du CHUM

**Date :** Le 9 avril 2019

**Objet :** **CORRECTION** : Modification des tubes requis pour certaines analyses

**CORRECTION** : Cette note s'adressait uniquement aux clients qui acheminent des spécimens au CHUM dans le tube primaire pour les analyses citées dans la note. Veuillez ne pas tenir compte du changement de tube si votre centre stabilise l'échantillon avant l'envoi.


Mesdames, Messieurs, Docteurs, Docteurs,

Veuillez prendre connaissance des changements importants qui doivent être appliqués pour les tubes requis des prélèvements suivants :

Analyse	Ancien tube	Nouveau tube
<b>ACTH</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>Renine</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>PTHRP</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>FGF23</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>Metanéphrine</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>Methoxythyramine</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>Homocystéine</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>TNF Alpha</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL
<b>Interleukine 6</b>	Lavande 4mL	Rose 6mL

Prendre note que les conditions de prélèvements, ainsi que le traitement des échantillons demeurent inchangés.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Mélanie Leclair, chef de service administratif  
Laboratoire de biologie médicale du CHUM  
Tél. : 514 890-8000, poste 20878



Marie-Claire Bélanger, PhD, CSPQ, FCACB  
Biochimiste clinique - CHUM  
Tél. : 514 890-8000, poste 20870